

Model 3478

Siedzisko krzeselkowe PVC

Ciesz się kąpielą w komforcie



- Wykonane z PVC zapewniającego elastyczność, wytrzymałość oraz łatwość utrzymania w czystości.
- Lekko odchylona pozycja zapewnia bezpieczne podparcie podczas podnoszenia
- Pasuje do wózka inwalidzkiego lub krzesła, co ułatwia użytkowanie.
- Siedzisko perforowane, umożliwiające odpływ wody - szybko schnie.
- Może być stosowane ze wszystkimi systemami podnośników i opieki Handi-Move.
- Dopasowuje się do kształtu wanny.
- Wzmocniona powierzchnia siedziska oraz oparcia.

Systemy podnoszenia i pielęgnacji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

www.handimove.pl


Siedzisko krzeselkowe PVC

Wymiary i dane techniczne


A	38 cm
B	58 cm
C	65 cm
D	38 cm
E	101 cm
F	60 cm
G	41 cm
H	60 cm

Materiał: PVC, plastik, poliester

Udźwig (SWL): 225 kg



Bezpłatna prezentacja i szczegółowe informacje:



© 12-05-2023 • Handi-Move • v2.0

Promed Dom Bez Barier

Pl. Św. Jerzego 1 - 89-600 Chojnice - Polska

kontakt@dbbpromed.pl • +48 572 774 784 • www.handimove.pl