



Model 2620



Pionizator

Brak lub bardzo mały ucisk pod pachami

Wygodna zmiana pozycji z siedzącej na stojącą



- Brak lub bardzo niewielki ucisk pod pachami.
- Dłonie i ramiona pozostają w naturalnej pozycji wzdłuż ciała, w bezpiecznej odległości od futryn drzwi itp.
- Bardziej naturalny ruch wstawania (opatentowany, połączony ruch ramienia podnoszącego i uchwytu użytkownika).
- Stabilna wyprostowana pozycja, także dla osób wysokich.
- Przeznaczony dla szerszej grupy użytkowników - więcej osób może być pionizowanych.
- Kompaktowy i łatwy w manewrowaniu w ciasnych przestrzeniach.
- Bez problemu przejeżdża przez drzwi.




Systemy podnoszenia i pielęgnacji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

www.handimove.pl


Pionizator. Brak lub bardzo mały ucisk pod pachami

Wymiary (mm)

	mm
A	1000
B	700
C	660
D	580
E	190
F	331



	mm
G	1656
H	995
I	871
J	118
K	632
L	160
M	171
N	367
O	595
P	927
Q	1000





Dane techniczne

Konstrukcja..... Stal, aluminium; lakierowane
 Obudowa..... ABS
 Waga 53,8 kg
 Silnik góra/dół..... elektryczny 24 Vdc, 9 A
 Waga akumulatora 6,2 kg
 Udźwig (SWL) 180 kg
 Wyłącznik awaryjny..... obecny
 Aluminiowe kółka..... przód ø 100 mm
 tył ø 100 mm z hamulcem
 Otwieranie/zamykanie podstawy
 jezdnej typu U elektryczne 24 Vdc, 2,5 A
 Awaryjne opuszczanie Mechaniczne
 Poziom hałas 50 dBA

Wskaźnik naładowania akumulatora..... dźwiękowy/wizualny
 Akumulatory..... 2x12Vdc; 6,5 - 8 Ah
 Parametry zasilania..... 0.9 A 100 - 240 VAC
 50 - 60 Hz, Klasa II
 Parametry wyjściowe..... 24 Vdc
 Max 1,2 A
 Ilość podniesień przy
 w pełni naładowanych akumulatorach 160 z obciążeniem 90 kg
 Klasa ochrony IPx0
 Czas ładowania po włączeniu się sygnału..... 4 godziny
 Ładowarka ścienna Opcjonalny
 Dodatkowy akumulator..... Opcjonalny

Kamizelka aktywna



Bezpłatna prezentacja i szczegółowe informacje:

