

Model 1074-1079



Podparcia pod uda

Kluczowy element aby siedzisko było dopasowane do Twoich potrzeb




- Handi-Move oferuje różnorodne podparcia pod uda, dzięki którym wiele osób może czerpać korzyści z użytkowania siedziska Body support
- Umożliwiają one równomierne rozłożenie nacisku oraz masy ciała. Zapewniają także zachowanie równowagi podczas podnoszenia oraz utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
- Podparcia pod uda stabilnie przylegają do ud i są wykonane z łatwego w konserwacji, odpornego na rdzę materiału.
- Opatentowana klamra zabezpieczająca została zaprojektowana z myślą o wyjątkowym komforcie.

Systemy podnoszenia i pielęgnacji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

www.handimove.pl


Podparcia pod uda

Rodzaje i wymiary



Art. n°	Opis	Kolor	A [mm]	B [mm]
1074S	Standardowe antypoślizgowe małe	czarny	160	130
1074M	Standardowe antypoślizgowe średnie	czarny	220	180
1074L	Standardowe antypoślizgowe duże	czarny	285	250
1074XL	Standardowe antypoślizgowe bardzo duże	czarny	310	250
1075M	Profilowane antypoślizgowe średnie	czarny	220	150
1076S	Dedykowane dystrofii mięśniowej antypoślizgowe małe	czarny	160	130
1076M	Dedykowane dystrofii mięśniowej antypoślizgowe średnie	czarny	220	180
1077S	Standardowe małe	szary	160	130
1077M	Standardowe średnie	szary	220	180
1077XL	Standardowe bardzo duże	szary	310	250
1078M	Profilowane średnie	szary	220	150
1079S	Dedykowane dystrofii mięśniowej małe	szary	160	130
1079M	Dedykowane dystrofii mięśniowej średnie	szary	220	180

Bezpłatna prezentacja i szczegółowe informacje:



© 04-09-2017 • Handi-Move • v3.0

Promed Dom Bez Barier

Pl. Św. Jerzego 1 - 89-600 Chojnice - Polska
 kontakt@dbbpromed.pl • +48 572 774 784 • www.handimove.pl