

Model 1630

Podnośnik jezdny 1630

Tanie i przystępne cenowo rozwiązanie w zakresie opieki domowej



- Kompaktowy i niezawodny
- Zintegrowany wieszak dla wygody i łatwego użytkowania z kamizelkami transferowymi
- Funkcja awaryjnego opuszczania
- Ergonomiczny uchwyt zapewnia płynne sterowanie i ułatwia manewrowanie
- Regulowana szerokość podstawy ułatwia ustawienie urządzenia. Niska rama z łatwo toczącymi się kółkami pozwala na wjechanie pod niskie meble





Systemy podnoszenia i pielęgnacji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

www.handimove.pl

Podnośnik jezdny 1630

Wymiary (mm)

A	1320
B	685
B'	495
B1	1090
C	425
C1	255
C2	610
D	110
H	540
H'	1240
H1	1130
H2	1780
H3	2020
L	1150
L'	280
L1	1175
L2	1325
T	580
T'	145



Dane techniczne

Udźwig (SWL)	175 kg
Awaryjne opuszczanie	mechaniczne
Waga	41 kg
Akumulatory	uszczelniony i niewymagający okresowej konserwacji 2 x 12 Vdc; 8 Ah
Ilość podniesień przy w pełni naładowanych akumulatorach	120 at 90 kg / 50 cm
Ładowarka	parametry zasilania: 0,9 A 100 - 240 Vac 50 -60 Hz, klasa II parametry wyjściowe: 24 Vdc Max 1,3 A
Promień skrętu	1300 mm

Prędkość (cm na sek)

Podnoszenie (bez obciążenia)	3,6
Opuszczanie (bez obciążenia)	3,6
Podnoszenie (z obciążeniem 90kg)	2,9
Opuszczanie (z obciążeniem 90kg)	3,3
Podnoszenie (z maksymalnym obciążeniem)	2,3
Opuszczanie (z maksymalnym obciążeniem)	3,0

Bezpłatna prezentacja i szczegółowe informacje:

