

Model 1640

Podnośnik jezdny 1640

Uniwersalne rozwiązanie



- Kompatybilny zarówno z kamizelkami transferowymi, jak i z siedziskiem Body Support
- Funkcja awaryjnego opuszczania
- Ergonomiczny uchwyt zapewnia płynną jazdę, co ułatwia manewrowanie podnośnikiem
- Regulowana szerokość podstawy ułatwia ustawienie urządzenia. Niska rama z łatwo toczącymi się kółkami pozwala na wjechanie pod niskie meble
- Rozszerzony pionowy zakres podnoszenia umożliwia unoszenie pacjenta z podłogi na wysokie łóżko oraz pomaga przy pionizacji i nauce chodu, jeśli są takie wskazania


Systemy podnoszenia i pielęgnacji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

www.handimove.pl

Podnośnik jezdny 1640

Wymiary (mm)

A	1565
B	705
B'	505
B1	1275
C	535
C1	320
C2	575
D	110
H	775
H'	1310
H1	1480
H2	2085
H3	2230
L	1230
L'	490
L1	1450
L2	1475



Dane techniczne

Udźwig (SWL)	175 kg
Awaryjne opuszczanie	mechaniczne
Waga	50 kg
Akumulatory	uszczelniony i niewymagający okresowej konserwacji 2 x 12 Vdc; 8 Ah
Ilość podniesień przy w pełni naładowanych akumulatorach	120 z obciążeniem 90 kg / 50 cm
Ładowarka	parametry zasilania: 0,9 A 100 - 240 Vac 50 -60 Hz, klasa II parametry wyjściowe: 24 Vdc Max 1,3 A
Promień skrętu	1370 mm

Prędkość (cm na sek)

Podnoszenie (bez obciążenia)	3,20
Opuszczanie (bez obciążenia)	3,20
Podnoszenie (z obciążeniem 90kg)	2,80
Opuszczanie (z obciążeniem 90kg)	2,90
Podnoszenie (z maksymalnym obciążeniem)	2,30
Opuszczanie (z maksymalnym obciążeniem)	2,70

Bezpłatna prezentacja i szczegółowe informacje:

