

Model 1641

Podnośnik jezdny 1641

Gdy dodatkowy zasięg podnoszenia ma znaczenie



- Udźwig do 200 kg
- Zintegrowany wieszak dla wygody i łatwego użytkowania z kamizelkami transferowymi
- Funkcja awaryjnego opuszczania
- Ergonomiczny uchwyt zapewnia płynne sterowanie i ułatwia manewrowanie
- Regulowana szerokość podstawy ułatwia ustawienie urządzenia. Niska rama z łatwo toczącymi się kółkami pozwala na wjechanie pod niskie meble
- Rozszerzony pionowy zakres podnoszenia umożliwia unoszenie pacjenta z podłogi na wysokie łóżko oraz pomaga przy pionizacji i nauce chodu, jeśli są takie wskazania





Systemy podnoszenia i pielęgnacji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

www.handimove.pl

Podnośnik jezdny 1641

Wymiary (mm)

A	1420
B	705
B'	505
B1	1275
C	490
C1	280
C2	515
D	110
H	445
H'	1335
H1	1130
H2	1825
H3	2080
L	1230
L'	530
L1	1375
L2	1425
T	580
T'	145



Dane techniczne

Udźwig (SWL)	175 kg
Awaryjne opuszczanie	mechaniczne
Waga	41 kg
Akumulatory	uszczelniony i niewymagający okresowej konserwacji 2 x 12 Vdc; 8 Ah
Ilość podniesień przy w pełni naładowanych akumulatorach	120 at 90 kg / 50 cm
Ładowarka	parametry zasilania: 0,9 A 100 - 240 Vac 50 -60 Hz, klasa II parametry wyjściowe: 24 Vdc Max 1,3 A
Promień skrętu	1300 mm

Prędkość (cm na sek)

Podnoszenie (bez obciążenia)	3,4
Opuszczanie (bez obciążenia)	3,4
Podnoszenie (z obciążeniem 90kg)	2,8
Opuszczanie (z obciążeniem 90kg)	3,1
Podnoszenie (z maksymalnym obciążeniem)	2,1
Opuszczanie (z maksymalnym obciążeniem)	2,7

Bezpłatna prezentacja i szczegółowe informacje:

