

Model 3370

# Leżanka prysznicowo- kąpielowa

Pielęgnacja, prysznic i kąpiel w jednym



- Unikalna koncepcja: leżanka, płytka wanna i wózek pod prysznic.
- Burty boczne regulowane elektrycznie, regulacja głębokości i wysokości urządzenia.
- Wymienny moduł baterii.
- Bardzo wygodna i łatwa w utrzymaniu.
- Przemieszcza się na kółkach obrotowych, możliwość podjazdu podnośnikiem jezdny.
- Opcjonalne wyjmowane barierki boczne.



Systemy podnoszenia i pielęgnacji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

[www.handimove.pl](http://www.handimove.pl)

# Leżanka prysznicowo- kąpielowa

## Wymiary i dane techniczne

Udźwig (SWL) ..... 200 kg

(wliczając pacjenta, akcesoria i wodę)

Masa urządzenia ..... 100 kg

### Wymiary:

Długość całkowita ..... 2165 mm


Szerokość całkowita ..... 775 mm

Długość powierzchni kąpielowej ..... 1825 mm

Szerokość powierzchni kąpielowej ..... 480 mm

Rozstaw osi podstawy jezdnej ..... 1165 mm

Szerokość podstawy jezdnej w osiach kół ..... 690 mm



### Zakres regulacji:

Maksymalna wysokość całkowita ..... 1184 mm


Maksymalna wysokość urządzenia ..... 1109 mm

Minimalna wysokość całkowita ..... 629 mm

Minimalna wysokość urządzenia ..... 554 mm

Maksymalna wysokość platformy leżanki ..... 929 mm

Maksymalna głębokość wanny ..... 210 mm



### Specyfikacje elektryczne:

Akumulator ..... 24V DC - 2,9 Ah

Ładowarka: parametry zasilania ..... 230/240 V AC


Czas ładowania akumulatorów ..... 6 godzin (max)

Liczba pełnych cykli pracy pod obciążeniem ..... 30

Czas podnoszenia lub opuszczania urządzenia ..... 30 s

Czas podnoszenia lub opuszczania boków wanny ..... 30 s

Wydajność odpływu wody ..... 2,83 l/s



### Akcesoria:

Zapasowy akumulator

Opcja:

Barierki boczne ze stali nierdzewnej

Bezpłatna prezentacja i szczegółowe informacje:

