

Handi-Move model 3471 S - M - L



Szelki do wsparcia chodu

Wsparcie w trakcie rehabilitacji




- Ułatwiają pionizację raz naukę chodu
- Odciażają ciało
- Zapobiegają upadkom
- Możliwość regulacji dopasowanej do budowy ciała użytkownika
- Dostępne w rozmiarach S, M i L

Systemy podnoszenia i pielęgnacji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

www.handimove.pl

Szelki do wsparcia chodu

Wymiary (mm)




	3471S	3471M	3471L
A	47	64	79
B	31	39	47
F (min/max)	35/54	37/56	39/58
F1	23	25	27
G	40	45	45
I	38	38	38
K	51,5	62,5	62,5

Szelki do wsparcia chodu

MateriałPVC, plastik, poliester
 Udźwig (SWL)225 kg

Bezpłatna prezentacja i szczegółowe informacje:



© 20-04-2018 • Handy-Move • v 1.2

Promed Dom Bez Barier

Pl. Św. Jerzego 1 - 89-600 Chojnice - Polska
 kontakt@dbbpromed.pl • +48 572 774 784 • www.handimove.pl