

Model 3620



Krzesi ko do podno nika basenowego

Komfortowe wej cie/wyj cie z wody



-  atwe w u yciu.
- Ergonomiczna pozycja siedz ca.
- Solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego.
- Bezpieczne - standardowo wyposa one w pas biodrowy.
- Pasuje do ka dego w zka/krzesi ka prysznicowego.
- Dla dzieci i doros ych.


Systemy podnoszenia i piel gnacji dla os b o ograniczonej sprawno ci ruchowej

www.handimove.pl

Krzeselko do podnośnika basenowego


Wymiary i dane techniczne

A	600 mm
B	450 mm
C	500 mm
D	450 mm
E	475 mm



Krzeselko	100% PVC
Pasy	100% Poliester
Przelotki pasów	100% Hostaform (POM)
Klips zabezpieczający	100% Stal nierdzewna
Waga	5,5 kg
Przewidywana żywotność	10 lat
Udźwig (SWL)	182 kg

Bezpłatna prezentacja i szczegółowe informacje:



© 12-04-2023 • Handi-Move • v1.0

Promed Dom Bez Barier

Pl. Św. Jerzego 1 - 89-600 Chojnice - Polska
kontakt@dbbpromed.pl • +48 572 774 784 • www.handimove.pl